

CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES. EN ACERO INOXIDABLE



COS10105



CARRO PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES. EN ACERO INOXIDABLE 18/8. CAMILLA
DESMONTABLE CON BANDEJA EN ACERO INOXIDABLE. LONA PLASTIFICADA. 4 RUEDAS
DE Ø 125 MM , 2 CON FRENO.
DIMENSIONES TOTALES: ANCHO:600MM - FONDO:2000MM - ALTO:800MM.