

MESA AUXILIAR ACERO INOXIDABLE CON DOS CAJONES

REFERENCIA: COS21345



- FABRICADO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE.
- BANDEJA SUPERIOR EXTRAÍBLE ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- PLANO INFERIOR LISO DE ACERO INOXIDABLE.
- DOS CAJONES DE ACERO INOXIDABLE.
- RUEDA GIRATORIA DE 80 MM.
- MEDIDAS:
 - ANCHO: 60 CM.
 - PROFUNDIDAD: 40 CM.
 - ALTURA: 80 CM.