

CAMILLA TIPO NIDO DE POLIETILENO SEPARABLE EN DOS PARTES

**EME10503**

Con apoyapiés graduable, 4 correas de seguridad desmontaje rápido y colchoneta impermeable.

Posibilidad de transporte en helicóptero.

Peso 16,25kgr. Dimensiones 214x65x19cm.

Peso máximo transportable 500kgr.

**EME10504**

Arnés para helicóptero.

TABLA RCP

**EME10420**

Tabla RCP, con tres asas y forma anatómica para reclinar la cabeza. Realizada en polietileno de alta densidad.

CAMILLAS PLEGABLES

**EME10505**

Camilla plegable de tela de vinilo forrada en poliéster y estructura en aluminio.

Peso 4,2kgr. Máximo peso transportable 200kgr. Medidas abierta 195x54x3cm, plegada 96x54x6cm.

**EME10506**

Camilla completamente plegable, con bolsa de transporte.

Fabricada en tela de vinilo forrada de poliéster y estructura de aluminio anodizado. Cuatro patas de aluminio y dos correas.

Peso 6,6kgr. Peso máximo transportable 200kgr.

Medidas abierta 210x54x15cm. Medidas plegada 105x20x10cm.

