

schjötz tonometer

Riester
The familiar way



schjötz A

EYD21269



Ein Meisterstück der Feinmechanik! Hoch präzise Augentonometer nach Prof. Schiötz zur intraokularen Augendruckmessung. Ihre **Zuverlässigkeit und Langlebigkeit** machen die Qualitätsmessinstrumente in jeder Augenpraxis und -klinik unersetzlich.

- Hochwertiges Achatsteinlager für außergewöhnliche Langlebigkeit
- Präzisionsmessung auf der Skala 0 bis 20 Teilstriche und 0 bis -1 Teilstrich
- Perfekte Ablesbarkeit der Skala durch roten Zeiger
- Alle wichtigen Teile aus rostfreiem Stahl, der Rest ist verchromt
- Komplette in schwarzem Edeletui mit Samtoptik-Einsätzen
- Jeweils mit drei Gewichten (5,5 g, 7,5 g, 10 g) und einer Umrechnungstabelle ausgestattet

Spezifikation 5, Gewichte poliert, mit Prüfprotokoll

schiötz A, mit gerader Skala **Nr. 5110**
 schiötz B, mit schräger Skala **Nr. 5111**

Spezifikation 3

schiötz C, mit schräger Skala **Nr. 5112**

Un chef d'œuvre de la mécanique de précision ! Tonomètres oculaires de précision selon le professeur Schiötz, pour la mesure de la pression intraoculaire. Leur **fiabilité et leur longévité** rendent ces instruments de mesure haut de gamme irremplaçables dans tout cabinet ou clinique ophtalmologique.

- Avec agathe de qualité supérieure, pour une longévité hors du commun
- Mesure de précision sur une graduation allant de 0 à 20 et de 0 à -1
- Lisibilité parfaite de la graduation, grâce à l'aiguille rouge
- Toutes les pièces importantes sont en acier inoxydable, le reste est chromé
- Complet, dans un étui de luxe noir avec logements préformés façon velours
- Chaque appareil est équipé de trois poids (5,5 g, 7,5 g et 10 g) et d'un tableau de conversion.

Spécification 5, poids polis, avec protocole d'étalonnage

schiötz A, avec graduation droite **No. 5110**
 schiötz B, avec graduation inclinée **No. 5111**

Spécification 3

schiötz C, avec graduation inclinée **No. 5112**

¡Una obra maestra de la mecánica de precisión! Tonómetros oculares de alta precisión según el concepto del profesor Schiötz, para medición de la presión intraocular. Su **fiabilidad y durabilidad** hacen que estos instrumentos de medición de alta calidad resulten insustituibles en cualquier consultorio o clínica de oftalmología.

- Cojinete de ágata de alta calidad para una extraordinaria durabilidad
- Medición de precisión en la escala: divisiones 0 a 20 y división 0 a -1
- Perfecta legibilidad de la escala gracias a la aguja de color rojo
- Todos los componentes importantes en acero inoxidable, y los demás cromados
- En estuche de lujo negro con apliques aterciopelados
- Cada tonómetro incluye tres pesas (5,5 g, 7,5 g, 10 g) y una tabla de conversión

Especificación 5, pesas pulidas, con protocolo de prueba

schiötz A, con escala recta **No. 5110**

EYD21269

Шедевр точной механики! Высоточный глазной тонометр по профессору Шютцу для измерения глазного давления. Надежность и продолжительный срок службы делают эти качественные измерительные приборы незаменимыми.

- Высококачественная опора из агата способствует особой долго вечности высоточного прибора.
- Прецизионное измерение на шкале от 0 до 20 делений и от 0 до -1 деления.
- Великолепная считываемость шкалы благодаря использованию стрелки красного цвета.
- Все наиболее важные части прибора выполнены из нержавеющей стали, остальные части хромированные.
- Весь комплект в черном футляре.
- С тремя гирьками (5,5 г, 7,5 г, 10 г) и таблицей для пересчета.

Спецификация 5, грузики отполированы, с протоколом проверки.

Шютц А, с прямой шкалой **No. 5110**
 Шютц В, с наклонной шкалой **No. 5111**

Спецификация 3

Шютц С, с наклонной шкалой **No. 5112**