

BASCULA DOBLE ROMANA CON TALLIMETRO.

REFERENCIA: ORT10800A



RUEDAS PARA UN FACILITAR EL TRANSPORTE



BLOQUEO VARILLA DEL PESO

- BASCULA DOBLE ROMANA CON TALLIMETRO INCLUIDO.
- NO HOMOLOGADO CLASE III.
- ESTRUCTURA DE METAL BARNIZADO.
- LECTURA FACILITADA CON INDICADOR DE PESO.
- PRECISION: 100 G.
- FUNCIONES:
 - PESO.
 - MEDIDOR DE ALTURA.
 - AJUSTE DE CERO MANUAL.
- TALLIMETRO TELESCOPICO DE 60 A 212 CM.
- PATAS AJUSTABLES.
- INCLUYE RUEDAS EN LA PARTE POSTERIOR DEL TALLIMETRO PARA PODER TRANSPORTARLA.
- PESO MAXIMO 200 KG.
- MEDIDAS: 45 x 56 x 150 CM.
- MEDIDAS DE LA BASE: 27.5 x 37.5 x 11.5 CM.