

SOMIER ELECTRICO 4 PLANOS 90X190 CM.

REFERENCIA: ORT20642



- Fabricado en tubo de acero pintado 50x20x1,5 mm.
- Lecho de 30x20x1 mm.
- 24 lamas de madera de haya curvadas de 38x8 mm.
- 12 cursores de firmeza en zona lumbar con doble lama.
- 4 patas de tubo 50 a 25 cm. Regulables en altura.
- Motor eléctrico doble para somier y una batería de 9w que, en caso de fallo de corriente, permite su uso.
- Mando por cable.