

MANIQUÍ COMPACTO BRAD CON ELECTRÓNICA PARA LA PRÁCTICA DE RCP



REFERENCIA ORT20986



MANIQUÍ ECONÓMICO PARA LA PRÁCTICA DE LA RCP FABRICADO CON ESPUMA DE POLIURETANO Y RECUBIERTO DE VINILO SUAVE, QUE APORTA REALISMO Y UN TACTO "HUMANO". ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS CABE CITAR UN TORSO MÁS LARGO QUE OFRECE MAYOR REALISMO DURANTE LA COMPRESIÓN ABDOMINAL Y LA INCLINACIÓN DE LA CABEZA Y ELEVACIÓN DE LA BARBILLA PARA LA ABERTURA DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS; SU MANIPULACIÓN ES SENCILLA Y FACILITA LA SIMULACIÓN DE LA OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS O ASFIXIA, Y EL DISEÑO SIMPLE DE LOS PULMONES/VÍAS RESPIRATORIAS EVITA LA LIMPIEZA. INCLUYE TRES PIEZAS DE BOCA/NARIZ Y TRES VÍAS RESPIRATORIAS DESECHABLES.

SE SUMINISTRA CON UNA CONSOLA EXTERNA QUE INDICA LA CORRECTA POSICIÓN DE LAS MANOS Y LA COMPRESIÓN DE LA CAJA TORÁCICA Y VOLUMEN DE AIRE ADECUADOS. INCLUYE BOLSA DE TRANSPORTE DE NYLON Y ESTERILLAS PROTECTORAS.

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE MASAJE CARDIACO
HIPEREXTENSIÓN DE LA CABEZA O TRACCIÓN DE LA MANDÍBULA PARA ABRIR LA VÍA AÉREA
VENTILACIÓN CON ELEVACIÓN DEL PECHO
COMPRESIONES
TOMA DE PULSO CAROTÍDEO