

DUO TENS

ELECTROTHERAPIA 2 CANALES | 20 PROGRAMAS


EL PRODUCTO IDEAL PARA TRATAR LOS SÍNTOMAS DOLOROSOS MÁS COMUNES
16 TENS Y DOLOR | 3 DEPORTE | 1 FITNESS, BELLEZA, BIENESTAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monitor
Tamaño de área visible 2,5"
Canales
2 independientes (4 electrodos)
Frecuencia
1-150Hz
Amplitud de impulso
50-400µs
Potencia
0-100mA por canal
Alimentación
a batería recargable
Tamaño
mm 80x130x25
Peso
gr 220

DOTACIÓN

- 1 Bolso
- 1 Estimulador DUO TENS
- 2 Cables para la conexión a los electrodos
- 4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
- 4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
- 1 Cargador de batería
- 1 Manual operativo



- TENS TENS
- PRO PROGRAMABLE
- SyS SYNCRO STIM
- BATERÍA RECARGABLE

DUO TENS

ELECTROTERAPIA 2 CANALES | 20 PROGRAMAS

LISTA DE PROGRAMAS

TENS Y DOLOR

Tens antálgico convencional
Tens endorfinico
Tendinitis manguito rotador
Dolor muscular
Osteoartritis rodilla
Dolor post-operación
Lesión muscular
Dolor cervical
Dolor trapecio
Ciática
Lumbalgia
Epicondilitis
Periartritis escapulohumeral
Túnel carpiano
Osteoartritis
Dolores menstruales

DEPORTE

Descontracturante
Fuerza máxima
Enfriamiento

FITNESS, BELLEZA Y BIENESTAR

Modelado
