

AUTOCLAVE 15 LITROS



REFERENCIA: EYD11100



AUTOCLAVE DE 15 LITROS.

AUTOCLAVE A VAPOR DE AGUA, PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTOS SUELTOS Y ENVASADOS. PRECALENTAMIENTO Y ESTERILIZACIÓN AUTOMÁTICOS.

CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE CALENTADA POR RESISTENCIA DE UN SOLO ELEMENTO DANDO ASÍ UNIFORMIDAD. DOS CICLOS DE ESTERILIZACIÓN - A 134°C O A 121°C. CIERRE CON PERNO DE SEGURIDAD PARA EL OPERADOR.

MÉTODO AUTOMÁTICO PARA EXPULSAR LAS BURBUJAS DE AIRE.

MÉTODO TERMODINÁMICO PARA EXPULSAR LAS BURBUJAS DE AIRE FRÍAS.

VOLTAJE 230 V. DIMENSIONES 442X385X (H) 500MM.

FRECUENCIA 50/60HZ. CONSUMO MÁXIMO 1500W.

TIPO DE PROTECCIÓN PE. CLASE DE AISLAMIENTO I.

MÁXIMA PRESIÓN 2,2BAR. CAPACIDAD CÁMARA 1,2LITROS.

DIMENSIONES DE LA CÁMARA DIÁMETRO 243X320 MM.

4 BANDEJAS DE 184X286X (H) 17MM.